

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 Anti-Il21 ポリクローナル抗体 - Q9Hbe4

商品番号: CM0030122



前書き

IL21 ウサギ pAbは、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのIL-21（免疫調節における重要なサイトカイン）を検出します。Tfh細胞、胚中心、抗体応答に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL21 ウサギ pAb
備考/別名	Za11; IL-21; CVID11; IL21
種	ヒト
遺伝子ID	59067
免疫原	ヒトIL21（NP_068575.1）のアミノ酸25-162に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBE4
タンパク質分子量	19 kDa
発送	保冷バッグ