

WbおよびElisa用抗IL21ウサギモノクローナル抗体 - Q9Hbe4

商品番号: CM0005678



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのIL21ウサギモノクローナル抗体。Tfh細胞の生成と抗体応答における重要なサイトカインであるヒトIL21と反応します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL21ウサギmAb
備考/別名	Za11; IL-21; CVID11; IL21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59067
免疫原	ヒトIL21 (NP_068575.1) のアミノ酸25-162に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBE4
タンパク質分子量	17KDa/18KDa
発送	保冷剤入り