

Anti-IL22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Jjy9

商品番号: CM0018793



前書き

マウスIL22を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。上皮バリアの完全性と組織再生に不可欠なサイトカインを認識します。 - Q9JJY9

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL22 Rabbit pAb
備考/別名	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa; IL22
種	マウス
遺伝子ID	50929
免疫原	マウスIL22のアミノ酸34-179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_058667.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9JJY9
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスパック