

Wb、If/Icc、Elisa用 抗IL22ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzx6

商品番号: CM0029871



前書き

ヒトIL22に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。炎症、上皮バリア機能、再生医療の研究に最適です。SWISS: Q9GZX6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL22ウサギpAb
備考/別名	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50616
遺伝子ID	50616
免疫原	ヒトIL22 (NP_065386.1) のアミノ酸34-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主種	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZX6
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷バッグ