

Wb、Elisa用 抗IL22Ra1 ポリクローナル抗体 - Q8N6P7

商品番号: CM0016181



前書き

ヒトIL22RA1 (IL22R, CRF2-9) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。予測分子量は63 kDa。IL-22シグナル伝達研究のための貴重なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL22RA1 ウサギ pAb
備考/別名	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58985
遺伝子ID	58985
免疫原	ヒトIL22RA1 (NP_067081.2) のアミノ酸16-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6P7
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ