

Anti-IL23R Monoclonal Antibody For Fc - Q5Vwk5

商品番号: CM0011771



前書き

ヒトインターロイキン-23受容体（IL23R）に対するウサギモノクローナル抗体で、に結合しています。フローサイトメトリー（FC）用に設計されています。T細胞およびNK細胞の活性化に関与する受容体を認識し、自己免疫および炎症との関連が示唆されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IL23R mAb
備考/別名	PSORS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	149233
GeneID	149233
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5VWK5
タンパク質分子量	41kDa/43kDa/72kDa
配送	氷袋