


Fc、Elisa用Anti-IL23Rラビットモノクローナル抗体 - Q5Vwk5

商品番号: CM0009010



前書き

フローサイトメトリー（FC）およびELISA用Anti-IL23Rラビットモノクローナル抗体。ヒトIL23R（SwissProt Q5VWK5）を認識します。自然免疫および獲得免疫におけるIL-23シグナル伝達の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL23R Rabbit mAb
備考/別名	PSORS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	149233
GeneID	149233
免疫原	ヒトIL23R（NP_653302.2）のアミノ酸124-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5VWK5
タンパク質分子量	41kDa/43kDa/72kDa
配送	氷袋