


Anti-IL23Rラウビモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q5Vwk5

商品番号: CM0003320



前書き

ヒトIL23R（別名PSORS7）を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。IL23受容体シグナル伝達および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL23R Rabbit mAb
備考/別名	PSORS7; IL23R
種	ヒト
GeneID	149233
免疫原	ヒトIL23R（NP_653302.2）のアミノ酸510-629に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VWK5
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ