


Anti-IL23R Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

商品番号: CM0021148



前書き

ヒトIL23Rを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IHC-
P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと
交差反応します。免疫原：組換え融合タンパク質（aa
510-
629）。IL23/Th17経路および自己免疫研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL23R Rabbit pAb
備考/別名	PSORS7; IL23R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	149233
遺伝子ID	149233
免疫原	ヒトIL23R (NP_653302.2) のアミノ酸510-629に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VWK5
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋