


Wb、Ihc-P、Elisa用抗IL24ウサギポリクローナル抗体 - Q13007

商品番号: CM0020188



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのIL24ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。IL24を介した免疫応答、腫瘍形成、抗ウイルス性サイトカインシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL24ウサギpAb
備考／別名	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11009
GeneID	11009
免疫原	ヒトIL24 (NP_001172085.1) のアミノ酸52〜140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13007
タンパク質重量	24kDa
配送	保冷バッグ