


Wb、If-P、Elisa用 抗IL25ウサギポリクローナル抗体 - Q9H293

商品番号: CM0028792



前書き

ヒトIL25（IL-17E）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。Th2免疫応答とサイトカインシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IL25ウサギpAb
備考/別名	IL17E; IL25
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64806
遺伝子ID	64806
免疫原	ヒトIL25（NP_073626.1）の amino 酸33-177を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H293
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ