

Wb、Elisa用 抗IL26ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nph9

商品番号: CM0005754

前書き

ヒトインターロイキン-26 (IL26)
特異的な高品質ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAで検証済み。粘膜免疫および炎症性腸疾患研究に適しています。予測されるバンドサイズは約20kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL26ウサギmAb
備考/別名	AKI55; IL-26; IL26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55801
GeneID	55801
免疫原	ヒトIL26 (NP_060872.1) のアミノ酸50-154に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPH9
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ