

ウエスタンブロット、Elisa用 抗IL26ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nph9

商品番号: CM0021753

前書き

ヒトIL26を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があります。粘膜免疫、炎症性腸疾患、サイトカインシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL26 ウサギ pAb
備考/別名	AK155; IL-26; IL26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55801
GeneID	55801
免疫原	ヒトIL26（NP_060872.1）のアミノ酸22-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NPH9
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ