


Wb、Elisa用 抗IL2Rb (Cd122/IL15Rb) ポリクローナル抗体 - P14784

商品番号: CM0028232



前書き

ヒトIL2RB (CD122/IL15RB)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)

およびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。IL-2およびIL-

15受容体シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2RB ウサギpAb
備考/別名	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3560
遺伝子ID	3560
免疫原	ヒトIL2RB (NP_000869.1) のアミノ酸316-431に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14784
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ