

ウェスタンブロット、Elisa用 抗IL3ウサギポリクローナル抗体 - P08700

商品番号: CM0030912



前書き

IL-3（インターロイキン-3、UniProt P08700）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスIL-3（重要な造血増殖因子）と交差反応性を示します。組換え免疫原（アミノ酸20-152）。サイトカインおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL3 ウサギ pAb
備考/別名	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3562
GeneID	3562
免疫原	ヒトIL3 (NP_000579.2) のアミノ酸20-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08700
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ