

ウェスタンブロット、Elisa用 抗IL31 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Ebc2

商品番号: CM0015777

前書き

ヒトIL-31に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのIL-31を認識。サイトカインシグナリングおよび皮膚免疫研究用に設計。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL31 ウサギ pAb
備考/別名	IL-31; IL31
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	386653
遺伝子ID	386653
免疫原	ヒトIL31 (NP_001014358.1) のアミノ酸24-164に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6EBC2
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ