

Wb、Elisa用Anti-IL31Raポリクローナル抗体 - Q8Ni17

商品番号: CM0029612



前書き

ヒトインターロイキン-31受容体サブユニットアルファ（IL31RA）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスと交差反応性を示します。IL31媒介性のかゆみと皮膚免疫の解明にご活用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL31RA Rabbit pAb
備考/別名	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO26184; zcytoR17; IL31RA
種	ヒト
遺伝子ID	133396 (Human)
免疫原	ヒトIL31RA (NP_001284501.1) のアミノ酸20-321に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NI17
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスバッグ