

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Il33ウサギモノクローナル抗体 - O95760

商品番号: CM0006954



前書き

ヒトIL-33 (IL-1F11、NF-HEV) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。W B、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションに適用可能。Th2免疫応答、アレルギー性炎症、核内転写調節を研究する研究者向けに設計。保冷バッグで発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL33ウサギmAb
備考/別名	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90865
遺伝子ID	90865
免疫原	ヒトIL33 (NP_001300974.1) のアミノ酸109-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95760
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ