


ウェスタンブロット（Wb）、Elisa用 抗IL33 ウサギポリクローナル抗体 - O95760

商品番号: CM0031073



前書き

CamelBioの抗IL33ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAでヒト、マウス、ラットのIL33を検出します。Th2分化、アレルギーシグナル伝達、炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗IL33 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
種	ヒト
GeneID（ヒト）	90865
GeneID	90865
免疫原	ヒトIL33（NP_254274.1）のアミノ酸110～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95760
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	氷袋