


Wb、Elisa用抗IL33ウサギポリクローナル抗体 - Q8Bvz5

商品番号: CM0019299



前書き

マウスIL-

33に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットIL-

33を検出します。Th2応答、アレルギー機能、核内転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL33 ウサギ pAb
別名	IL-33; Il1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	90865
遺伝子ID (マウス)	77125
免疫原	マウスIL-33 (NP_598536.2) のアミノ酸109-266番を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8BVZ5
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤