


Wb、Elisa用Anti-IL36Aポリクローナル抗体 - Q9Uha7

商品番号: CM0030883



前書き

ヒトIL36A (FIL1 epsilon, IL-1F6)
標的ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。
マウスおよびラットと交差反応します。炎症性皮膚疾患におけるIL-36シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL36A Rabbit pAb
備考/別名	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27179
GeneID	27179
免疫原	ヒトIL36A (NP_055255.1) のアミノ酸1-158に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHA7
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ