


## Wb、Elisa用 Anti-Il36G ポリクローナル抗体 - Q9Nzh8

商品番号: CM0025748



### 前書き

ヒトIL36G（IL-1ファミリーのサイトカイン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。炎症反応、乾癬、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | IL36G Rabbit pAb                                           |
| 備考/別名       | IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 56300                                                      |
| 免疫原         | ヒトIL36G（NP_062564.1）のアミノ酸1-169に対応する配列を含む組換え融合タンパク質         |
| 由来          | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                  |
| 適用          | WB, ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS       | Q9NZH8                                                     |
| タンパク質分子量    | 19kDa                                                      |
| 輸送          | アイスバッグ                                                     |