

Anti-IL36R Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

商品番号: CM0014708



前書き

ヒトIL36R (IL-1 receptor-like 2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。炎症反応におけるIL-36シグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL36R Rabbit pAb
備考/別名	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8808
遺伝子ID	8808
免疫原	ヒトIL36R (NP_003845.2) のアミノ酸1-116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HB29
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋