


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗IL3Ra ウサギポリクローナル抗体 - P26951

商品番号: CM0025031



前書き

ヒトIL3RA（CD123）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。造血細胞および白血病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL3RA ウサギ pAb
備考/別名	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3563
免疫原	ヒトIL3RA（NP_002174.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26951
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ