


Wb・Elisa用 抗IL4 ウサギモノクローナル抗体 - P05112

商品番号: CM0005739



前書き

ヒトインターロイキン-4 (IL4)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。B細胞活性化、IgEクラススイッチング、炎症性サイトカインシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL4 ウサギmAb
備考／別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3565
遺伝子ID	3565
免疫原	ヒトIL4 (NP_000580.1) のアミノ酸25～153番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05112
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋