

Wb、Elisa用 抗Il4 ウサギモノクローナル抗体 - P07750

商品番号: CM0006910

前書き

マウスIL-4を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。免疫調節、炎症、B細胞応答研究に最適です。 - P07750。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | IL4 ウサギ mAb                                           |
| 備考/別名       | IL-4; BSF-1; IL4                                      |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 3565                                                  |
| GeneID      | 16189                                                 |
| 免疫原         | マウスIL4 (NP_067258.1) のアミノ酸21-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用          | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                   |
| SWISS       | P07750                                                |
| タンパク質分子量    | 16kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                 |