

Wb、Elisa用 抗IL4I1 ポリクローナル抗体 - Q96Rq9

商品番号: CM0025950

前書き

ヒトIL4I1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのIL4I1を認識。L-アミノ酸オキシダーゼおよびAHR経路に関連する免疫学および腫瘍学研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL4I1 ウサギ pAb
備考/別名	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259307
GeneID	259307
免疫原	ヒトIL4I1 (NP_690863.1) のアミノ酸22-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RQ9
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ