

Wb、Ihc-P、Elisa用抗IL4Rウサギポリクローナル抗体 - P24394

商品番号: CM0017420



前書き

ヒトIL4R（CD124）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アレルギーおよびTh2分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL4R Rabbit pAb
備考／別名	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3566
GeneID	3566
免疫原	ヒトIL4R（NP_000409.1）のアミノ酸26～232番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24394
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	氷袋