

Wb、Elisa用 抗IL5Ra ウサギポリクローナル抗体 - Q01344

商品番号: CM0030078



前書き

WBおよびELISAで検証済みのIL5RA
ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットと反応します。好
酸球生物学に必須なインターロイキン-
5受容体アルファを標的とし、IVDアッセイ開発や研
究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL5RA ウサギpAb
備考/別名	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
由来種	ヒト
遺伝子ID	3568
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL5RA (NP_783855.1) のアミノ酸20〜335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01344
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷剤