


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗IL6R ウサギポリクローナル抗体 - P08887

商品番号: CM0024101



前書き

ヒトIL6Rに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。炎症、免疫、慢性疾患におけるIL6シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL6R ウサギ pAb
備考/別名	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
種	ヒト
GeneID	3570
免疫原	ヒトIL6R (NP_000556.1) のアミノ酸20-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08887
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ