

抗IL7ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P13232

商品番号: CM0022153



前書き

ヒトインターロイキン-7（IL-7）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リンパ球発生、T細胞・B細胞のホメオスタシス、サイトカインシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL7 ウサギ pAb
備考/別名	IL-7; IL7
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3574
GeneID	3574
免疫原	合成ペプチド：ヒトIL7（NP_000871.1）のアミノ酸26～177番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13232
タンパク質分子量	20kDa
配送方法	保冷剤