


Anti-IL8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

商品番号: CM0006502



前書き

ヒトIL8（インターロイキン-8）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。炎症および好中球走化性に関与するケモカインを標的とします。免疫原：組換えタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL8 Rabbit mAb
備考/別名	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3576
遺伝子ID	3576
免疫原	ヒトIL8 (NP_000575.1) のアミノ酸28-99に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10145
タンパク質分子量	11 kDa
配送	アイスパック