


WbおよびElisa用抗IL-8ウサギポリクローナル抗体 - P10145

商品番号: CM0015279



前書き

ヒトIL-8/CXCL8を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。好中球走化性および炎症反応の研究に最適。ヒト検体と交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IL8 ウサギ pAb
備考/別名	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAp; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3576
GeneID	3576
免疫原	ヒトIL8 (NP_000575.1) のアミノ酸1-99に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10145
タンパク質分子量	11kDa
配送	保冷バッグ