


Wb、Elisa用抗Il8ウサギポリクローナル抗体 - P10145

商品番号: CM0020426



前書き

ヒトインターロイキン8（IL-8/CXCL8）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。ケモカインを介した炎症反応や好中球活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL8 Rabbit pAb
備考／別名	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3576
GeneID	3576
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10145
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ