

Wb、Fc、Elisa用 抗IL-9ウサギモノクローナル抗体 - P15248

商品番号: CM0007697



前書き

この組換えウサギモノクローナル抗体は、ヒトIL-9 (SWISS: P15248)

を標的とします。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー（細胞内）、およびELISAで検証済みであり、寄生虫に対する免疫応答、T細胞分化、マスト細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IL9 ウサギ mAb
備考/別名	P40; HP40; IL-9; IL9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3578
GeneID	3578
免疫原	組換えタンパク質[ヒトIL9 (NP_000581.1) のアミノ酸19-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、FC（細胞内）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15248
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ