

WbおよびElisa用 抗IL9Rポリクローナル抗体（ウサギ） - Q01113

商品番号: CM0028325



前書き

ヒトIL-

9受容体（IL9R、CD129）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。免疫学および寄生虫学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL9R Rabbit pAb
備考/別名	CD129; IL-9R; IL9R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3581
遺伝子ID	3581
免疫原	合成ペプチド：ヒトIL9R（XP_011529456.1）のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01113
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋