

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ilf2ウサギモノクローナル抗体 - Q12905

商品番号: CM0010930

### 前書き

ヒトILF2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、幅広い反応性（ヒト、マウス、ラット）を示します。転写および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                         |
|----------|-------------------------------------------|
| 製品名      | ILF2ウサギmAb                                |
| 備考／別名    | NF45 ; PRO3063 ; ILF2                     |
| 種        | ヒト                                        |
| GeneID   | 3608                                      |
| 免疫原      | ヒトILF2（Q12905）のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                       |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                 |
| 用途       | WB、IHC-P、ELISA                            |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                |
| SWISS    | Q12905                                    |
| タンパク質分子量 | 43kDa                                     |
| 輸送       | 保冷バッグ                                     |