

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ilf3ポリクローナル抗体 - Q12906

商品番号: CM0021280



前書き

ILF3

(NF90)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット種におけるウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済み。circRNA生合成、転写調節、抗ウイルス防御におけるRNA結合タンパク質の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ILF3 ウサギ pAb
備考/別名	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3609
GeneID	3609
免疫原	ヒト ILF3 (NP_036350.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12906
タンパク質分子重量	95kDa
発送	保冷バッグ