

抗Ilf3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q12906

商品番号: CM0004174



前書き

ヒトILF3（UniProt Q12906）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。95kDaのバンドを検出します。環状RNA（circRNA）生合成、転写調節、自然抗ウイルス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	ILF3 ウサギmAb
別名	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3609
GeneID	3609
免疫原	ヒトILF3（Q12906）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12906
タンパク質分子重量	95kDa
発送方法	保冷剤