

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ilk ポリクローナル抗体 - Q13418

商品番号: CM0012869



前書き

ILK Rabbit

pAbは、足場タンパク質ILKを標的とするポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのILKと交差反応し、細胞接着、遊走、接着斑ダイナミクスの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ILK Rabbit pAb
備考/別名	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3611
GeneID	3611
免疫原	ヒトILK (NP_001014795.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13418
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ