

WbおよびElisa用 Anti-Ilkap ポリクローナル抗体 - Q9H0C8

商品番号: CM0013452

前書き

ILKAP (PP2C-DELTA)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性があります。細胞接着、増殖因子シグナル伝達、細胞周期リン酸酵素活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ILKAP ウサギ pAb
備考/別名	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80895
GeneID	80895
免疫原	ヒト ILKAP (NP_110395.1) のアミノ酸1-392に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0C8
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ