


フローサイトメトリー用抗Ilt5/Cd85A (Lilrb3) モノクローナル抗体 () - O75022

商品番号: CM0011595



前書き

フローサイトメトリー用のヒトILT5/CD85a (LILRB3) に対するコンジュゲートウサギモノクローナル抗体です。ヒト試料での検証済みで、単球およびB細胞上の69-71 kDaの阻害性受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトILT5/CD85a mAb
別名	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; 白血球免疫グロブリン様受容体B3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11025
遺伝子ID	11025
免疫原	ヒトILT5/CD85a (NP_006855.3) のアミノ酸24～418に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O75022
タンパク質分子量	69kDa/71kDa
発送方法	保冷剤