

Wb、Ihc-P、If/Icc用 抗Immtウサギポリクローナル抗体 - Q16891

商品番号: CM0027135

前書き

ヒトIMMT（Mitofilin、MIC60）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア内膜構造とクリステ形態の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IMMT ウサギ pAb
備考/別名	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
種	ヒト
遺伝子ID	10989
免疫原	ヒトIMMT（NP_006830.2）のアミノ酸120-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16891
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ