


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Impdh1 ウサギポリクローナル抗体 - P20839

商品番号: CM0028436



前書き

ヒトIMPDH1 (P20839) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。グアニンヌクレオチド生合成の鍵酵素であり、細胞増殖およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IMPDH1 ウサギ pAb
備考/別名	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3614
遺伝子ID	3614
免疫原	ヒトIMPDH1 (NP_899066.1) のアミノ酸434-563に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20839
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷剤