


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Impdh2 ポリクローナル抗体 - P12268

商品番号: CM0017531



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのIMPDH2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。標的はイノシン-5'-一リン酸デヒドロゲナーゼ2（de novoグアニンヌクレオチド合成の鍵酵素）（SWISS P12268）。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	IMPDH2 ウサギ pAb
備考/別名	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3615
GeneID	3615
免疫原	ヒトIMPDH2（NP_000875.2）のアミノ酸215-514に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12268
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ