


Anti-Importin 9 / Ranbp9 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q96P70

商品番号: CM0003619



前書き

Importin 9 (RANBP9)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核輸送およびヒストンシャペロン機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Importin 9 / RANBP9 Rabbit mAb
備考/別名	Imp9; Importin 9 / RANBP9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55705
遺伝子ID	55705
免疫原	ヒト Importin 9 / RANBP9 (Q96P70) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P70
タンパク質分子量	116 kDa
配送	氷袋