

抗インポーターA5/Kpna1 ウサギモノクローナル抗体 - P52294

商品番号: CM0007261



前書き

ヒトインポーターα5 (KPNA1) に対するモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。核細胞質輸送機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インポーターα5/KPNA1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; インポーターα5/KPNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3836
GeneID	3836
免疫原	ヒトインポーターα5/KPNA1 (NP_002255.3) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52294
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷バッグ