


Anti-Inadl ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ni35

商品番号: CM0024778



前書き

INADL Rabbit

pAbは、合成ペプチド免疫原を用いてヒトINADLに対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに推奨され、ヒトおよびマウスのINADL（タイトジャンクション足場タンパク質）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INADL Rabbit pAb
備考/別名	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10207
遺伝子ID	10207
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8NI35
タンパク質分子量	196kDa
配送	アイスバッグ