


WbおよびElisa用 Anti-Incenp ポリクローナル抗体 - Q9Nqs7

商品番号: CM0018338



前書き

ヒトINCENPに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットサンプル中のINCENPの検出に適しています。有糸分裂および染色体分配の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	INCENP ウサギ pAb
備考/別名	INCENP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3619
GeneID	3619
免疫原	ヒトINCENP (NP_064623.2) のアミノ酸785-914に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NQS7
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ