


Anti-Indolethylamine N-Methyltransferase (Temt) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O95050

商品番号: CM0002510



前書き

ヒトIndolethylamine N-methyltransferase (TEM1)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。約29 kDaのバンドを検出し、マウスと交差反応します。メチル化および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEM1 Rabbit mAb
備考/別名	TEM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11185
遺伝子ID	11185
免疫原	ヒトTEM1 (O95050) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O95050
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ